

Offerta 323823671

Univ. Degli Studi Del Piemonte
Orientale A. Avogadro
Dip. Scienze Della Salute
Via P. Solaroli 17
28100 Novara (NO)

Inviare l'ordine d'acquisto a
op.italia@mt.com

Commerciale
Sig.ra Stefania IacuanIELLO
Cellulare +39 3451629851
E-Mail stefania.iacuanIELLO@mt.com

Contatto Cliente
Dr.ssa Francesca BoccafOSCHI
Telefono +39 03211660556
E-Mail francesca.boccafOSCHI@med.uniupo.it

Gentile Francesca BoccafOSCHI,

La ringraziamo per la sua richiesta e per l'interesse mostrato verso i prodotti e i servizi METTLER TOLEDO.

Di seguito troverà la quotazione per i prodotti e i servizi richiesti che ci auguriamo possano soddisfare le sue esigenze.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattare il suo referente commerciale.

Stefania IacuanIELLO
Telesales



Offerta 323823671

Acquirente / 302315294

Univ. Degli Studi Del Piemonte
Orientale A. Avogadro
Dip. Scienze Della Salute
Via P. Solaroli 17
28100 Novara (NO)

Contatto Cliente

Nome Dr.ssa Francesca Boccafoschi
Telefono +39 0321 1660556
E-Mail francesca.boccafoschi@med.uniupo.it

Indirizzo di Spedizione / 302315294

Univ. Degli Studi Del Piemonte
Orientale A. Avogadro
Dip. Scienze Della Salute
Via P. Solaroli 17
28100 Novara (NO)

Pagatore / 302315294

Univ. Degli Studi Del Piemonte
Orientale A. Avogadro
Dip. Scienze Della Salute
Via P. Solaroli 17
28100 Novara (NO)

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
10	Puntali Pipette RC LTS 250µL L 1000A/1 Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: Stesso giorno, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 3926909790 Paese d'Origine: US	17014341	6 PZ	65,70	-12,00%	346,90

Tecnologia del puntale: LiteTouch System LTS
Filtro: No
Sterili: No

Volume: 250 µL
Formato per specialità: A bassa ritenzione
Volume massimo: 250 µL

Puntali a bassa ritenzione in lotto.

Superidrofobica per una maggiore accuratezza.

La superficie superidrofobica consente al campione di muoversi senza fatica attraverso il puntale. Viene trattenuto meno campione e l'accuratezza di pipettaggio viene migliorata.

Pipettaggio più facile di campioni difficili.

Liquidi viscosi e liquidi con bassa tensione superficiale si uniscono e scivolano all'interno della punta superidrofobica, garantendo una migliore accuratezza di pipettaggio.

Maggiore accuratezza con più tipi di campioni.

L'elevata repellenza della punta LR migliora le prestazioni di pipettaggio per una più ampia gamma di composizioni liquide e caratteristiche fisiche.



Per ulteriori dettagli:

www.mt.com/rainin-tips

I puntali LTS sono compatibili soltanto con le pipette Rainin LTS

Offerta 323823671

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
20	Puntali Pipette RC LTS 20µL L 1000A/1 1.000 puntali sfusi per pipette Rainin da 2, 10 e 20 µl con LTS™ LiteTouch™, volume max. 20 µl, a bassa ritenzione, in buste (RC-L10LR) Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: Stesso giorno, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 3926909790 Paese d'Origine: US	17014340	2 PZ	65,70	-12,00%	115,63

Tecnologia del puntale: LiteTouch System LTS

Filtro: No

Sterili: No

Volume: 20 µL

Formato per specialità: A bassa ritenzione

Volume massimo: 20 µL

Puntali a bassa ritenzione in sacchetto

Superidrofobico per una maggiore accuratezza.

La superficie superidrofobica consente al campione di muoversi senza fatica attraverso il puntale. Viene trattenuto meno campione e l'accuratezza di pipettaggio viene migliorata.

Pipettaggio più facile di campioni difficili.

Liquidi viscosi e liquidi con bassa tensione superficiale scivolano all'interno della punta superidrofobica, garantendo una migliore accuratezza di pipettaggio.

Maggiore accuratezza con più tipi di campioni.

L'elevata repellenza della punta LR migliora le prestazioni di pipettaggio per una più ampia gamma di composizioni liquide e caratteristiche fisiche.



Per ulteriori dettagli:

www.mt.com/rainin-tips

I puntali LTS sono compatibili soltanto con le pipette Rainin LTS

Offerta 323823671

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
30	Puntali Pipette RC LTS 1000µL L 1000A/1 Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: Stesso giorno, Spedizione da:Heijen (NL) Codice Doganale: 3926909790 Paese d'Origine: US	17014342	5 PZ	65,70	-12,00%	289,08

Tecnologia del puntale: LifeTouch System LTS

Filtro: No

Sterili: No

Volume: 1.000 µL

Formato per specialità: A bassa ritenzione

Volume massimo: 1.000 µL

Puntali a bassa ritenzione in lotto.

Superidrofobica per una maggiore accuratezza.

La superficie superidrofobica consente al campione di muoversi senza fatica attraverso il puntale. Viene trattenuto meno campione e l'accuratezza di pipettaggio viene migliorata.

Pipettaggio più facile di campioni difficili.

Liquidi viscosi e liquidi con bassa tensione superficiale si uniscono e scivolano all'interno della punta superidrofobica, garantendo una migliore accuratezza di pipettaggio.

Maggiore accuratezza con più tipi di campioni.

L'elevata repellenza della punta LR migliora le prestazioni di pipettaggio per una più ampia gamma di composizioni liquide e caratteristiche fisiche.



Per ulteriori dettagli:

www.mt.com/rainin-tips

I puntali LTS sono compatibili soltanto con le pipette Rainin LTS

Offerta 323823671

Pos.	Descrizione	N. Prodotto	Q.tà Unità	Prezzo unitario	Sconto	Totale EUR
40	Puntali Pipette RT UNV 1000µL LS 768A/8 768 puntali universali, a bassa ritenzione, sterilizzati, volume max 1.000 µl, in 8 rack da 96. Tempo di elaborazione dell'ordine, trasporto escluso: Stesso giorno, Spedizione da: Heijlen (NL) Codice Doganale: 3926909790 Paese d'Origine: US	30389169	1 PZ	99,60	-12,00%	87,65

Tecnologia del puntale: Universale
Filtro: No
Sterili: Si

Volume: 1.000 µL
Formato per specialità: A bassa ritenzione
Volume massimo: 1.000 µL

Puntali universali a bassa ritenzione, sterilizzati **Pipettaggio agevole di proteine, enzimi e DNA**

La superficie superidrofobica del puntale riduce al minimo la ritenzione di liquidi.
La minore ritenzione di campione si traduce in minor spreco e prestazioni migliori.

Comodo rack per puntali

L'innovativo rack per puntali è caratterizzato da uno speciale coperchio "bivalente" incernierato/sollevabile e con blocco frontale per un utilizzo sicuro con una mano sola. Caricamento rapido, protegge i puntali dalla contaminazione ed è autoclavabile.

Design dei puntali FinePoint

L'architettura flessibile del puntale con pareti sottili e apertura stretta tarata facilita l'accuratezza del pipettaggio fornendo una completa fuoriuscita del campione durante il dosaggio.



Per ulteriori dettagli:
www.mt.com/rainin-tips

Puntali universali compatibili con pipette di diversi produttori

Totale IVA esclusa	839,26
IVA 22,00% su 839,26	184,64
Totale EUR IVA inclusa	1.023,90

Offerta 323823671

Dettagli Commerciali

Condizioni di pagamento
Incoterms 2020
Offerta valida fino al
Spedizione
Prezzi e Tasse

60 giorni d.f.f.m.

CPT Novara

09.07.2025

Spese di trasporto non incluse, salvo diversamente specificato

Tutti i prezzi sono da considerarsi al netto di IVA. L'IVA verrà applicata direttamente in fattura, se dovuta. Se ci si avvalga di un assoggettamento fiscale diverso da quello ordinario, preghiamo di comunicarlo tempestivamente a Mettler Toledo S.p.A.

Assicurazione

Assicurazione a carico dell'acquirente, salvo ove diversamente indicato.

Condizioni Generali

Si applicano le condizioni di vendita di METTLER TOLEDO S.p.A. che sono disponibili all'indirizzo <https://www.mt.com/terms>

All'acquirente è fatto divieto contrattuale di rivendere, riesportare, fornire o passare in altro modo qualsiasi prodotto soggetto all'articolo 12g del regolamento (UE) 833/2014 o dell'articolo 8g del regolamento (UE) 765/2006, e successive modifiche, a persone in Russia o Bielorussia o per l'uso in Russia o Bielorussia, e adotterà misure appropriate per impedire a terzi di fornire tali prodotti a persone in Russia o Bielorussia o per l'uso in Russia o Bielorussia. Nel caso in cui l'Acquirente violi intenzionalmente o per negligenza tali obblighi, MT avrà il diritto di interrompere immediatamente qualsiasi ulteriore consegna all'Acquirente e di risolvere tutti i contratti in corso con l'Acquirente nella misura in cui non siano stati eseguiti e di richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dalla violazione degli obblighi dell'Acquirente.

Nostro Numero P.Iva

IT00718330152

☐

Ordine d'Acquisto da emettere dopo questa conferma

☐

NESSUN Ordine d'Acquisto verrà emesso dopo questa conferma

Accettazione Cliente

Firmando sotto, si accettano i termini e condizioni riportati in offerta

Firma autorizzata, Nome, Timbro

Data

Note Cliente