

**VS.RIF.:** *Att.ne Egr. Alessio Menga,  
 Ph.D. Associate Professor in Biochemistry  
 (BIO/10)*

**Spett.le** *University of Eastern Piedmont,  
 Department of Health Sciences - Center  
 for translational Research on  
 Autoimmune & Allergic Diseases - CAAD  
 Corso Trieste 15/A, 28100 Novara - Italy*

CODICE	DESCRIZIONE	q.tà	PREZZO UNIT. IVA esclusa
223-BS-010120AAI	Thermo shaker TS100 della Biosan con Range (precisione del controllo della Temperatura) da +5°C sulla Temp. Ambiente fino ai 99° C (100°C)	1	<del>1690,00</del> 1357,00

Lo strumento può essere utilizzato sia come shaker che come incubatore a secco termostato per provette. Si può scegliere se utilizzare il **TS 100 con agitazione** e termostatazione oppure se utilizzare indipendentemente l'agitazione o la termostatazione.



**Controllo** della velocità e delle temperatura tramite microprocessore

**Orbita di lavoro** 2 mm

**Velocità** regolabile da 250 a 1400 rpm

**Timer digitale** in dotazione da 1 min. a 96 ore

**Temperatura** regolabile da + 25°C a 100°C

**Display** con visualizzazione simultanea dei valori di temperatura e velocità impostati ed attuali

**Blocchi intercambiabili** a scelta :

20x0,5 ml + 12x1,5 ml eppendorf

20x1,5 ml eppendorf

24x1.5ml eppendorf

20x0,2 ml + 12x1,5 ml pcr tubes + eppendorf

20x0,2 ml pcr tubes

24x2ml eppendorf

Blocco per piastre microti tre a 96 posti,ma, solo semiskirted o Unskirted

**Lo strumento è da completare con i Blocchi, di seguito,è indicati uno dei possibili:**

223-BS-010120-AK	SC-18/02, Block for 20x0,2 ml+12x1,5 ml microtube	1pz	<del>385,00</del> <b>298,00</b>
------------------	---	-----	------------------------------------

**CONDIZIONI DI FORNITURA**
**TRASPORTO**
**franco Vs. Sede piano strada**
Note:
Garanzia
**Prezzi netti scontati**
**24 mesi data spedizione per lo strumento**
**La garanzia è sempre intesa franco Sede DELTEK SRL (NAPOLI).**

Durante il periodo di garanzia saranno gratuitamente riparate o sostituite, franco nostra sede, tutte quelle parti che dovessero manifestare difetti di funzionamento attribuibili a cattiva o insufficiente qualità all'origine. Sono esclusi dalla garanzia i componenti soggetti ad usura naturale e gli eventuali componenti in vetro. Sono anche esclusi dalla garanzia gli interventi che dovessero rendersi necessari per improprio e/o cattivo utilizzo degli strumenti (si raccomanda l'attenta lettura del manuale di istruzioni sempre allegato).

In garanzia nessun costo sarà addebitato per parti sostituite ritenute

**IMBALLO**
**Gratuito**
**IVA**
**22% Vs. carico**
**Tempi di CONSEGNA min./max**
**spedizione in 2-3 settimane circa data ordine ,da confermare sempre in Sede di eventuale ordine con il Fornitore**
**PAGAMENTO**
**30gg. Data fattura**
**VALIDITA' OFFERTA**
**20-12-2025**

Deltek Srl  
Dr.ssa Giuliana de Luca di roseto



**DELTEK S.r.l.**  
Sede Legale: Rione Sirignano, 9  
80121 NAPOLI  
Uffici e Deposito: Via Antiniana, 28  
80078 POZZUOLI (NA)

**Deltek srl** - P.IVA 08505841216

via Antiniana, 28 - 80078  
Pozzuoli (NA) - Italia

[info@del-tek.it](mailto:info@del-tek.it) — [www.del-tek.it](http://www.del-tek.it)

**Area Nord:**

tel. +39 02 873 686 57  
fax +39 02 873 686 58

**Area Centro Sud:**

tel. +39 081 192 30 310  
fax +39 081 192 30 319